



PROIETTORE A LED

PACP-8000

POTEC

Il PACP-8000 è il proiettore a LED Potec. Molto veloce e silenzioso nel cambiare gli ottotipi e inserire le maschere. E' dotato di 42 Test più le varie maschere.

- Completo di Lettere, Numeri, "E" di snellen, "C" di Landolt e simboli per bambini
- Quadrante astigmatismo
- Test rosso verde
- Mira a punti
- Bilanciamento bicromatico
- Reticolo a croce
- Test di bilanciamento refrazione binoculare
- Test di Worth
- Test di Schober

SCHEDA TECNICA:

NUMERO DI TEST: 42 Chart

ILLUMINAZIONE: LED

CAMBIO TEST: 0.3 sec

MASCHERE: verticali, orizzontali, singole

DISTANZA DI PROIEZIONE: 2,5 - 8m

TELECOMANDO: ad infrarossi con batterie

SPEGNIMENTO: standby spegnimento automatico

INGRANDIMENTO PROIEZIONE: 30x a 5m

DIMENSIONI: L 200mm P 290mm A 172mm (del corpo macchina, senza la base)

PESO: 3,58 Kg

ALIMENTAZIONE: 100-240V / 50-60Hz

CONSUMO: 22-35VA

CND: Z12120199

RDM: N.A. Classe I produzione estera

ACCESSORI INCLUSI: Tutto il necessario al corretto funzionamento, ossia telecomando, base, schermo, copertina, cavo alimentazione