



**Polyoftalmica**  
strumenti per l'oftalmologia



## LAMPADA A FESSURA SL-203

**REXXAM**

CND: Z12120108  
RDM: 36004

**Rexxam**  
Quality in Vision Care

**Polyoftalmica.new Srl** – Via Albert Bruce Sabin, 5/C – 43123 Parma (PR)  
P.I.: 02148950344 Reg.Imprese parma: 02148950344/2000 R.E.A. 214571 Cap. sociale €. 15.000,00  
Tel.0521/642126 Fax 0521/643941 Sito Internet: [www.polynew.it](http://www.polynew.it) e-mail: [info@polynew.it](mailto:info@polynew.it)

La SL-203 è il modello intermedio di Lampade a Fessura Rexam con illuminazione dall'alto. Le ottiche parallele, particolarmente ricercate, consentono un livello di qualità della visione tra i migliori sul mercato. La tecnologia giapponese ha permesso lo sviluppo di movimenti meccanici fluidi e silenziosi che rendono tutti i modelli della Rexam tra le lampade a fessura più semplici da utilizzare e qualitativamente più avanzate.

- Sistema di illuminazione dall'alto
- Ottiche parallele
- "Tilting" della colonna di illuminazione
- 5 ingrandimenti
- Ampio campo visivo
- Ottimo sistema di illuminazione
- Larghezza della fessura fino a 15mm
- Ampio movimenti della base con una meccanica raffinata

**MICROSCOPIO:** Binoculare galileiano a 5 ingrandimenti a ottiche parallele

**OCULARI:** 15x

**INGRANDIMENTI:** 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

**CAMPO VISIVO IN MM:** da 6 a 37mm

**DISTANZA OCULARI:** da 50mm a 80mm

**RANGE REGOLAZIONE DIOTTRIE:** da -7D a +7D

**DIAFRAMMI:** 0.2, 1, 3, 5, 8, 15mm

**LARGHEZZA FESSURA:** Continua da 0 a 15mm

**MOVIMENTI BASE:** Laterale 100mm, longitudinale 100mm, verticale 29mm

**ESCURSIONE MENTONIERA:** 80mm

**ILLUMINAZIONE:** LED

**FILTRI:** Blu, verde, assorbi-calore, 50%ND

**ALIMENTAZIONE:** 220V

**CONSUMO:** 24-30VA

**DIMENSIONI:** L 550mm, P 410mm, A 770mm

**PESO:** 16.5Kg

**ACCESSORI INCLUSI:** Piastra con binari pad e supporto mentoniera, Cavo di alimentazione, Trasformatore, Mentoniera con appoggiamani per paziente, Manuale in italiano, Copertina, Cartine mentoniera, Asta di taratura, Tappo in plastica.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Piastra per tonometro ad applanazione, Tonometro ad applanazione, Specchietto di ricambio, Schermo para-respiro, Appoggiamani per operatore, Pianetto.

**Polyoftalmica.new Srl** – Via Albert Bruce Sabin, 5/C – 43123 Parma (PR)

P.I.: 02148950344 Reg.Imprese parma: 02148950344/2000 R.E.A. 214571 Cap. sociale €. 15.000,00

Tel.0521/642126 Fax 0521/643941 Sito Internet: [www.polynew.it](http://www.polynew.it) e-mail: [info@polynew.it](mailto:info@polynew.it)