



LENTE VOLK DIGITAL CLEAR FIELD



55°/72°
FIELD OF
VIEW

2.79x
IMAGE
MAG

0.36x
LASER
SPOT MAG



CND: Q0299

RDM: 102573R

COD. VDGTLCF

VOLK®

La serie DIGITAL della Volk sono l'eccellenza per quanto riguarda le diagnosi generali nel campo medio dell'esame all'oftalmoscopio binoculare indiretto. Dona immagini cristalline con aberrazioni e riflessi significativamente ridotti, permettendo esami dinamici con immagini incredibili dell'equatore e periferia. Con il suo ottimo campo visivo, ingrandimento aumentato e distanza operativa ridotta, si possono diagnosticare distacchi retinici ed altre condizioni retiniche con sicurezza e facilità.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- 20% di campo in più rispetto alla classica lente 20 D
- Visione ad alta risoluzione dal centro alla medio-periferia della retina, anche attraverso pupille piccole
- Disponibile in diversi colori (nero, blu, oro, verde, porpora, rosso, argento) ed incisione sull'anello e sulla custodia.

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 55/72°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 2.74x

SPOT LASER: 0.36x

DISTANZA OPERATIVA: 37mm