



LENTE VOLK 25D



52°/68°
FIELD OF
VIEW

2.54x
IMAGE
MAG

0.39x
LASER
SPOT MAG



CND: Q0299

RDM: 102374R

COD. V25LC

 **VOLK**[®]

L'ingrandimento di 2.54x unito all'ampio campo visivo lo rendono lo strumento perfetto per lo screening del glaucoma, lacerazioni retiniche periferiche e emorragie della zona centrale e periferica.

Questa lente ha un diametro dell'anello minore, ideale per le persone che preferiscono un profilo più piccolo.

- L'ottica del vetro asferico doppio brevettato offre l'immagine ingrandita.
- Campo visivo esteso dal centro alla regione medio-periferica della retina.

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 52/68°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 2.54x

SPOT LASER: 0.39x

DISTANZA OPERATIVA: 38mm