


# LENTE VOLK DIRECT IMAGE FLAT AUTOSTABILIZZANTE AUTOCLAVABILE



**30°**  
FIELD OF  
VIEW

**0.92x**  
IMAGE  
MAG



**VOLK**®

COD. VFLATSSVACS

La lente Direct Image Flat è la piu' popolare per l'alta risoluzione per operazioni sulla macula come peelin della membrana epiretinica e membrana limitante esterna. Il design autostabilizzante elimina la necessità degli anelli di sutura.

- **CAMPO VISIVO: 30°**
- **INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.92x**
- **DIAMETRO DI CONTATTO: 11,9mm**
- **AUTOCLAVABILE**
- **AUTOSTABILIZZANTE**