



LENTE VOLK HRX VIT



130°/150°
FIELD OF
VIEW

0.43x
IMAGE
MAG



COD. VHRXVIT

VOLK®

Versione autoclavabile della lente HRX, quindi sterilizzabile in autoclave. La lente HRX Vit è una lente per la chirurgia Vitreoretinica a contatto. La lente dà una visione indiretta con un campo fino a 150° della parte centrale e anche fino all'estrema periferia retinica. E' una lente ad alta risoluzione. Disponibile anche in versione autostabilizzante con codice: **VHRXVITSSVACS**

- Ideale per distacchi retinici, PVR.
- Il vetro ad alto indice garantisce il campo visivo piu' ampio e senza distorsioni.

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 130°/150°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.43X