


# LENTE VOLK DIRECT IMAGE MID FIELD AUTOSTABILIZZANTE AUTOCLAVABILE



**40°**  
FIELD OF  
VIEW

**0.50x**  
IMAGE  
MAG



**VOLK**®

COD. VMFSSVACS

La lente Direct Image Mid Field, grazie al suo design biconcavo, dà il maggior campo visivo possibile, ed è l'ideale per procedure di scambio aria/gas.

- **CAMPO VISIVO: 40°**
- **INGRANDIMENTO IMMAGINE: 0.50x**
- **DIAMETRO DI CONTATTO: 8,0mm**
- **AUTOCLAVABILE**
- **AUTOSTABILIZZANTE**