


LENTE VOLK HR DIRECT 1X



30°
FIELD OF
VIEW

1.0x
IMAGE
MAG



COD. VHRD1XACS

VOLK®

La lente HR Direct 1x dà immagini dirette con una incredibile soluzione della retina centrale, l'alto indice del vetro della lente è specificatamente designato per la chirurgia vitreoretinica con immagini dirette della retina. E' sterilizzabile e il design si adatta alla maggior parte degli anelli di sutura. Disponibile anche senza la necessità di anello di sutura (cod. **VHRD1XNSRACS**).

- **CAMPO VISIVO: 30°**
- **INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.0X**
- **DIAMETRO CONTATTO: 11,2mm**
- **AUTOCLAVABILE**
- **IDEALE PER IMMAGINI CHIARE DEL POLO POSTERIORE PER IL PEELING DELLA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA**