


LENTE VOLK HR DIRECT 20° PRISM

40°(Offset 20°)
FIELD OF
VIEW

0.53x
IMAGE
MAG



COD. VHRD20PACS

La HR Direct 20 Prism dona la massima risoluzione dell'immagine diretta della retina fuoriasse (20°), con un campo piu' ampio (40°) per migliore visibilità. Offre la massima precisione e accuratezza per la visione e la chirurgia diretta della periferia del polo posteriore

- **CAMPO VISIVO:** 40° (fuoriasse 20°)
- **INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 0.53x
- **DIAMETRO DI CONTATTO:** 11,2mm
- **AUTOCLAVABILE**