


LENTE VOLK HR DIRECT HIGH MAG



20°
FIELD OF
VIEW

1.35x
IMAGE
MAG



COD. VHRDHMACS

VOLK®

La lente con la maggiore risoluzione e il maggior ingrandimento della retina centrale è la lente HR Direct Hig Mag. La sua immagine chiara guida perfettamente la chirurgia vitreoretinica ad immagine diretta della retina. La lente è autoclavabile, ed è designata per adattarsi alla maggior parte degli anelli di sutura disponibile anche in versione senza necessità di anelli di sutura (cod. **VHRDHMNSRACS**).

- **CAMPO VISIVO: 20°**
- **INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.35x**
- **IDEALE PER IMMAGINI DETTAGLIATE DELLA MACULA**
- **AUTOCLAVABILE**