



Polyoftalmica
strumenti per l'oftalmologia



PERIMETRO FIELDNAVIGATOR

COD: RX-FD000

Rexxam
Quality in Vision Care

Polyoftalmica.new Srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/C – 43123 Parma (PR)
P.I.: 02148950344 Reg.Imprese parma: 02148950344/2000 R.E.A. 214571 Cap. sociale €. 15.000,00
Tel.0521/642126 Fax 0521/643941 Sito Internet: www.polynew.it e-mail: info@polynew.it

FieldNavigator è un perimetro rivoluzionario che utilizza la tecnologia dei visori 3D per la valutazione del campo visivo. Rispetto ad altri sistemi, FieldNavigator si differenzia per la tecnologia "EyeTracking" che elimina la necessità di utilizzo di pulsante di risposta paziente. Questa particolare soluzione è particolarmente apprezzata ed efficace in quanto permette di escludere totalmente Errori Falsi Positivi e Falsi Negativi, rendendo l'esame più affidabile e veloce. E' sempre possibile come opzione a parte avere il pulsante di risposta paziente per l'utilizzatore più diffidente e per alcune casistiche particolari (es: Impossibilità di fissazione centrale da parte del paziente).

- Software con database pazienti incluso
- Campi standardizzati HFA (24-2, 30-2 ecc)
- Stampa standardizzata HFA

Scheda tecnica

TIPOLOGIA DI ESAME: Perimetria statica

CAMPI DI ESAME: 30-2, 24-2, 10-2

STRATEGIA DI ESAME: Soglia, Screening, 3 Zone

COLORE DELL'INDICATORE VISIVO: R (0~255), G (0~255), B (0~255)

COLORE SFONDO: R (0~255), G (0~255), B (0~255)

MISURA STIMOLO: Goldman II-V

DIMENSIONI: L 201 x P 148 x A 122mm (Escluso caschetto e cablaggi)

PESO: 0,32kg (Escluso caschetto e cablaggi)

CLASSE: Strumento di classe I, Tipo B

VOLTAGGI: DC5V/3A (Max)/15w (Max)

CONSUMO: 15W (Max)

INTERFACCIA PC: USB 3.1 Tipo C

SISTEMA OPERATIVO: Win 10 (64bit)