



Polyoftalmica
strumenti per l'oftalmologia



LAMPADA A FESSURA RS5000 REXXAM

CND: Z12120108

RDM: 2059104

COD: RX-RS5000(CON TRASFORMATORE), RX-RS5000-W/O (NO TRASFORMATORE)

Rexxam
Quality in Vision Care

Polyoftalmica.new Srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/C – 43123 Parma (PR)
P.I.: 02148950344 Reg.Imprese parma: 02148950344/2000 R.E.A. 214571 Cap. sociale €. 15.000,00
Tel.0521/642126 Fax 0521/643941 Sito Internet: www.polynew.it e-mail: info@polynew.it

La RS-5000 è il top nella gamma Lampade a Fessura Rexxam con illuminazione dall'alto. L'ampio range di accessori inclusi è in grado di soddisfare anche i professionisti più esigenti. Le ottiche, particolarmente ricercate, consentono un livello di qualità della visione tra i migliori sul mercato. La tecnologia giapponese ha permesso lo sviluppo di movimenti meccanici fluidi e silenziosi che rendono tutti i modelli Rexxam tra le lampade a fessura più semplici da utilizzare.

- 5 ingrandimenti fino a 40x
- Ampio campo visivo
- Larghezza della fessura fino a 15mm
- Ottiche convergenti di 12° per una facile fusione delle immagini
- Filtro giallo integrato
- Regolazione dell'intensità luminosa dalla base della lampada a fessura
- Regolazione dell'intensità luminosa della fibra ottica dalla base della lampada a fessura
- Installazione su piastra metallica per precisione nei movimenti
- Fibra Ottica e Diffusore
- Sistema di acquisizione immagini DSC-700 (opzionale)

SCHEDA TECNICA

MICROSCOPIO: Binoculare con sistema galileiano e ottiche convergenti

OCULARI: 12.5x

INGRANDIMENTI: 6.4x, 10x, 16x, 25x, 40x

CAMBIO INGRANDIMENTI: a revolver

CAMPO VISIVO IN MM: 5.9, 9.5, 14.6, 23, 37

DISTANZA OCULARI: da 52mm a 80mm

RANGE REGOLAZIONE DIOTTRIE: da -7D a +7D

DIAFRAMMI: 0.2, 1, 3, 5, 8, 15mm

LARGHEZZA FESSURA: Continua da 0 a 15mm

INCLINAZIONE FESSURA: Tilting 5, 10, 15, 20°

ROTAZIONE FESSURA: da 0° a 180°

ANGOLO CONVERGENZA OCULARI: 12°

MOVIMENTI BASE: Laterale 100mm, longitudinale 100mm, verticale 30mm

ESCURSIONE MENTONIERA: 80mm

ILLUMINAZIONE: LED

DURATA LED: 50.000 ore

LUX LED: 75.000 lux

MIRA FISSAZIONE: LED rosso

FILTRI: Blu, verde (rosso privo), assorbi-calore, 50%ND

ALIMENTAZIONE: 100-240V, 50/60Hz

CONSUMO: 70VA

DIMENSIONI: L 320mm, P 450mm, A 770mm PESO: 16,5Kg

ACCESSORI INCLUSI: Piastra di montaggio con binari pad e supporto mentoniera, Mentoniera con appoggia mani per paziente, Fibra ottica, Diffusore, Manuale in italiano, Copertina, Cartine mentoniera, Asta di taratura, Cavo di alimentazione.

ACCESSORI OPZIONALI: Sistema acquisizione immagini digitale DCS-700 con software, Piastra per tonometro, Trasformatore, Tonometro ad applanazione, Schermo para-respiro.

Polyoftalmica.new Srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/C – 43123 Parma (PR)

P.I.: 02148950344 Reg.Imprese parma: 02148950344/2000 R.E.A. 214571 Cap. sociale €. 15.000,00

Tel.0521/642126 Fax 0521/643941 Sito Internet: www.polynew.it e-mail: info@polynew.it