


# LENTE VOLK SINGLE-USE 30 PRISM



33°(Offset 30°)  
FIELD OF  
VIEW

0.80x  
IMAGE  
MAG



COD. V30PD10

**VOLK**®

Lente per chirurgia vitreoretinica monouso. Ideale per visualizzazione della periferia del polo posteriore. Base con anello di silicone. Fornita in scatola da 10 lenti monouso.

**Scheda tecnica**

**CAMPO VISIVO:** 33° offset 30°

**INGRANDIMENTO:** 1.0x

**DIAMETRO CONTATTO:** 14,8mm