

# LENTE VOLK DIRECT IMAGE PRISM 30° AUTOCLAVABILE AUTOSTABILIZZANTE




30°(30° Offset)

FIELD OF  
VIEW

0.90x

IMAGE  
MAG



COD. V30PRISMSSVACS

**VOLK**®

Ideale per una visione diretta nella chirurgia vitreoretinica durante le procedure di scambio di aria e liquido. Il design avanzato della lente dà una visione fuori asse della retina ottimale, nitida ed accurata.

- **CAMPO VISIVO:** 30° Prisma - 30° (Fuori asse 15°)
- **INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 0.90x
- **DIAMETRO DI CONTATTO:** 10,0mm
- **AUTOCLAVABILE**
- **AUTOSTABILIZZANTE**