


## LENTE 1 SPECCHIO VG1



**62°**  
MIRROR  
ANGLES

**1.50x**  
IMAGE  
MAG

**0.67x**  
LASER  
SPOT MAG



# VOLK®

Lente Trabeculo a 1 specchio con rivestimento laser anti-riflesso con flangia in vetro. Progettata per la visione e il trattamento della struttura trabecolare.

- L'elevato ingrandimento (1,50x) consente una visualizzazione dettagliata della rete trabecolare
- Il design interamente in vetro offre chiarezza e durata superiori
- Disponibile in due versioni: **CON FLANGIA (cod.VG1) ideale anche per trattamenti laser;**  
**SENZA FLANGIA (cod. VG1NF) per gonioscopia di routine.**

#### **SCHEDA TECNICA**

**CAMPO VISIVO:** 62°

**INGRANDIMENTO IMMAGINE:** 1.50x

**SPOT LASER:**0.67x

**DIAMETRO DI CONTATTO:** 15mm (con flangia); 8.4mm (no flangia)