


LENTE 3 SPECCHI VG3



60°/66°/76°
MIRROR
ANGLES

1.06x
IMAGE
MAG

0.94x
LASER
SPOT MAG



VOLK®

Lente Gonio a 3 specchi con rivestimento laser anti-riflesso. Progettata per la visione e il trattamento della struttura trabecolare, della retina centrale e periferica.

- E' una versione qualitativamente superiore alle classiche lenti Goldmann.
- Gli specchi forniscono immagini dell'angolo anteriore e della retina.
- Gli specchi angolari eliminano lacune nella visualizzazione del fondo.
- Disponibili varie versioni : **CON FLANGIA (cod. VG3), SENZA FLANGIA (cod. VG3NF), MINI SENZA FLANGIA (cod.VG3MININF), ideale per pazienti pediatrici o con orbita piccola.**

SCHEDA TECNICA

CAMPO VISIVO: 60°/66°/76°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.06x (flangia)/ 1.03x (no flangia)/ 1.0x (mini, no flangia)

SPOT LASER: 0.94x (flangia)/ 0.97x (no flangia)/ 1.0x (mini, no flangia)