


LENTE 6 SPECCHI VG6



6x63°
MIRROR
ANGLES

1.0x
IMAGE
MAG

1.0x
LASER
SPOT MAG



VOLK®

La lente a 6 specchi, totalmente in vetro è costruita per una visione panoramica della camera anteriore, minimizzando la necessità di movimenti della lente sulla cornea e massimizzando l'efficienza dell'esame. Il suo anello largo (diametro 28.5mm) e il manico a due posizioni (destra/sinistra) rende il suo uso facile in qualsiasi situazione.

VERSIONE ANELLO LARGO, SENZA FLANGIA cod. VG6LNF

VERSIONE CON MANICO cod.VG6HAN2

SCHEDA TECNICA

CAMPO VISIVO: 6x63°

INGRANDIMENTO IMMAGINE: 1.0x

SPOT LASER:1.0x

DIAMETRO DI CONTATTO: 4mm