


LENTE UWF PER OCT



La lente UWF UltraWideField è una lente aggiuntiva applicabile sui più recenti modelli di REVO FC, REVO FC130 e REVO HR. Questa lente permette di allargare la larghezza della scansione OCT fino a 21mm, ottenendo un campo retinico di circa 105°.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Angolo di scansione:	~105° ¹
Distanza di lavoro:	15 mm
Tipo di scansione:	3D, Radial, Line, Angio, Full Ranger Radial, Full Range Line
Tipologia di tracking:	iTracking
Profondità di scansione:	2.6 mm / 5.4 mm in Full Range mode