


LENTE VOLK SINGLE-USE MAGNIFYING



30°
FIELD OF
VIEW

1.50x
IMAGE
MAG



CND: Q0299

RDM: 2120385

COD. VMD10

VOLK[®]

Lente per chirurgia vitreoretinica monouso. Ideale per le procedure di scambio aria-liquido e per avere un ampio campo visivo. Fornita in scatola da 10 lenti monouso.

Scheda tecnica

CAMPO VISIVO: 30°

INGRANDIMENTO: 1.50x

DIAMETRO CONTATTO: 14,8mm